



АЛМАГ+

Краткая инструкция по подготовке
устройства к работе



elamed.com

КОПИЯ
ВЕРНА

24.08.2024


Кросовик Д.В.



Более подробная информация, в т.ч. показания, противопоказания, порядок использования по назначению, методики проведения процедур и пр. смотрите в руководстве по эксплуатации.


1

Подключите сетевой шнур аппарата к розетке сети электропитания. Индикатор кнопки «Пуск/Стоп» должен мигать зеленым цветом.

**2**

Разместите излучатели в соответствии с указаниями, приведенными в методике лечения.

ВАЖНО!!! Рабочие поверхности с маркировкой «N» (северный полюс, серая сторона катушек) должны быть обращены в сторону области воздействия (к телу).





К Телу

КОЛЕНО

3


С помощью кнопки выбора режима установите необходимый режим воздействия.

**4**

Для запуска процедуры воздействия однократно нажмите кнопку «Пуск/Стоп».

5

Процедура запущена.



ИЗЛУЧЕНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ

ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ